

Der GRAY Bariatric Retraktor ist speziell für den Einsatz operativer Eingriffe bei adipösen Patienten und für Oberbauch-Thorax Eingriffe konstruiert.



1. BT01 Bariatric Tischstativklammer ( 2 Stück erforderlich )
2. BC01 Kupplungsklammer ( 4 Stück erforderlich )
3. B02 Seitenschenkel gewinkelt ( 2 Stück erforderlich )
4. B01 Querschenkel
5. EC02, EC03 Easy Clamp oder EC05, EC06 Grip Clamp ( minimum 6 Stück empfohlen )
6. Entsprechende spezifische Auswahl von Valven/Haken möglich ( siehe vorgeschlagene Ausstattung )

# GRAY SURGICAL

## Vorteile des GRAY-Bariatric-Retraktor-Systems

Schneller und sicherer Aufbau der stabilen GRAY-Tischstativklammern auf beiden Seiten des OP-Tisches.

Einfaches und schnelles montieren des Querschenkels und der beiden horizontalen Seitenschenkel.

Sicheres fixieren der Valven/Haken mittels der patentierten GRAY-EasyClamps oder GRAY-Grip Clamps.

Große Auswahl von spezifisch geformten Valven/Haken.

Hochqualitatives Material und Herstellungsverfahren garantieren eine hohe Langlebigkeit.



### Vorgeschlagene Ausstattung

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| 4 x Y016 I  | Mayo               |
| 2 x BW021 I | Body Wall          |
| 2 x BW022 I | Body Wall          |
| 1 x D066 I  | Deaver             |
| 1 x D067 I  | Deaver             |
| 1 x M082 I  | Biegsames Blatt    |
| 1 x M084 I  | Biegsames Blatt    |
| 1 x H089 I  | Harrington biegsam |

**\* Achtung:** Der Anwender kann natürlich jede beliebige Konfiguration von Valven/Haken aus dem umfangreichen Katalog für spezifische Anforderungen wählen.

Der GRAY-Bariatric-Retraktor realisiert für den Chirurgen ein Maximum an Exposition des OP-Situs, spezifisch bei adipösen Patienten. Die Vorteile des Systems können auch bei allen anderen Eingriffen, insbesondere bei "Zweihöhlen"-Eingriffen, genutzt werden.



Optimale Positionierung und einfacher Aufbau des Systems



Qualitativ hochwertiges Material und Herstellungsverfahren



Für alle OP-Tische geeignet

