



# GRAY SURGICAL

4

## Der GRAY Laparoskopie Assistent (Oberer GI) ist extrem bedienungsfreundlich:

- hebt den linken Leberanteil aus dem OP-Feld.
- hält die Endoskopieoptik in einer stabilen Position - ermöglicht aber jederzeit eine schnelle Justierung in jeder gewünschten Position.
- ermöglicht die Einsparung eines Assistenten für diese Eingriffe.



## Der GRAY Laparoskopie Assistent für den oberen Gastrointestinaltrakt ist speziell konzipiert für eine sichere und flexible multi-direktionale Justierung der Optik sowie eine effektive Leberretraktion.


- \* Hält die Optik sicher und zuverlässig in Position
- \* Eliminiert das Retrahieren von Hand
- \* Minimiert manuelle Manipulation der Optik
- \* Haltebacken aus Teflon minimieren eine mögliche Beschädigung des Optikschaftes
- \* Ein Set von 3 spezifisch geformten Leber Lifter ermöglichen eine optimale Anhebung der Leber
- \* Schneller und einfacher Aufbau des Systems
- \* 1 Jahr Garantie für Herstellungsdefekte



Schneller und einfacher Aufbau des Systems



Haltebacken aus Teflon erlauben eine mühelose Justierung der Optik



LL30mm / 50mm / 70mm Leber Lifter