

LIVER RETRACTOR

Der GRAY-Leber-Retraktor stellt das ultimative System für die chirurgische Exposition der Leber und Oberbauchorgane dar.



1. LT01 Tischklammer (2 Stück erforderlich)
2. RI01 Hebestange (2 Stück erforderlich)
3. LH01 Unterer Bogen (höhenverstellbar)
4. UH01 Oberer Bogen (justierbar)
5. WD01 Klemmkeil (6 Stück erforderlich)
6. Entsprechende spezifische Auswahl von Valven/Haken (siehe vorgeschlagene Ausstattung)

GRAY SURGICAL

GRAY SURGICAL

Vorteile des GRAY-Leber-Retraktor-Systems

Ein Design, geeignet für alle OP-Tische.

Einfachster Aufbau.

Individuelle Konfiguration von Valven/Haken.

Selbsausrichtende Retraktorhaken.

Einzigartiger schneller Befestigungsmechanismus.

Exzellente Exposition.


Hochqualitatives Material und Herstellungsverfahren garantieren hohe Langlebigkeit.

Vorgeschlagene Ausstattung

- 4 x L01 Mayo
- 4 x L02 Mayo
- 1 x L21 Hoe
- 1 x L31 Biegsames Blatt
- 1 x L32 Biegsames Blatt
- 1 x L33 Biegsames Blatt
- 1 x L88 Harrington biegsam
- 1 x L89 Harrington biegsam

* **Achtung:** Der Anwender kann natürlich jede beliebige Konfiguration von Valven/Haken aus dem umfangreichen Katalog für spezifische Anforderungen wählen.

Mayo



Harrington biegsam




Hoe



Valve biegsam perforiert



Fingerhaken biegsam



Optimaler Aufbau



Für alle OP-Tische geeignet



Selbsausrichtende Retraktorhaken + Fixierkeil

Die erhaltene exzellente Exposition durch den GRAY-Leber-Retraktor beruht auf dem "automatischen" Retrahieren des Rippenbogens nach oben und außen.

GS