

MULTIFLEX ARM RETRACTOR

Der GRAY-Multiflex-Retraktor ist das vielseitigste offene Retraktorsystem, für alle chirurgischen Eingriffe, die ein bewegliches (auch asymmetrisches) Schenkelsystem erfordern. Der Multiflex-Retraktor ist ideal für den Einsatz in der allgemeinen-, abdominalen-, Beckenchirurgie sowie in der Urologie (Hüft-OP).



GS

1. GT01 Tischstativklammer
2. CC01 Kupplungsklammer
3. OHA01 Horizontalarm
4. V02 / V01 Lange / Kurze Schenkel (2 Stück erforderlich)
5. EC01 Easy Clamp (minimum 6 Stück empfohlen)
6. V03 Querarm mit Gelenk (optional für Stabilisierung)
7. Entsprechende spezifische Auswahl von Valven/Haken möglich

GRAY SURGICAL



Kurze ("Mini") Schenkel mit "Mini"-Haken

Schnellstmöglicher Aufbau



Lange ("Maxi") Schenkel



6



Mayo



Fence
Splanchnic



Biegsames
Blatt



Biegs. Blatt,
perforiert



Deaver



Patentierter Schnell-
verschluss
Maximale Flexibilität



Optimale Stabilisierung
durch Querarm mit Gelenk

Empfohlene Ausstattung

- 4 x Y012 Mayo
- 4 x Y013 Mayo
- 1 x S042 Fence/Splanchnic
- 1 x S044 Fence/Splanchnic
- 1 x M080 Biegsames Blatt, perforiert
- 1 x D061 Deaver
- 1 x D063 Deaver